

Das Einsetzen der Pins erfolgt nach örtlicher Betäubung der Schleimhaut und ist daher in der Regel schmerzfrei. Ein Schnitt oder eine Naht ist hierfür nicht erforderlich. In einigen Fällen kann für kurze Zeit ein Druckgefühl entstehen.



Nach Abschluss der Behandlung erfolgt das einfache Herausdrehen des Titanpins. Dies kann ohne eine örtliche Betäubung durchgeführt werden.

IHR NÄCHSTER BEHANDLUNGSTERMIN

	Datum	Uhrzeit
MO		
DI		
MI		
DO		
FR		

Unmittelbar nach Einsetzen ist der Titanpin fest im Knochen verankert. Damit er sich nicht lockert, sollte der Patient zwei Dinge beachten:

1. Gute Mundhygiene!

Bitte die Stelle um den Titanpin gut mit Zahnbürste und Zahnpasta reinigen (wie einen Zahn), damit sich keine Beläge und Bakterien ansammeln.

2. Keine Manipulationen!

Bitte nicht mit Zunge oder Fingern an dem Titanpin herumspielen. Es besteht die Gefahr der Lockerung durch ständiges Wackeln am Titanpin.

Ihr Spezialist für Mini-Implantate:

Praxisstempel

Mehr Information:

Vertrieb in BRD, CH und A:

Dentalline
orthodontic products
DENTALLINE GmbH & Co. KG
Karlsruher Straße 91
75179 Pforzheim
Telefon +49 7231 97810
E-Mail info@dentalline.de
Internet www.dentalline.de

Hersteller:

psm
MEDICAL SOLUTIONS
Moltkestraße 41
78532 Tuttlingen, Germany
Telefon +49 7461 96637-0
Telefax +49 7461 96637-29
E-Mail info@psm.ms
Internet www.psm.ms

©FRICON.de 11/12

Patienteninformation
Mini-Implantate



- kein Ziehen gesunder Zähne
- Abschluss der Zahnkorrektur ohne Lücken
- Symmetrisches, schönes Lächeln
- für Junge und Junggebliebene

BENEFIT / QUATTRO


Die innovativste Verankerungs-Methode zur Zahnkorrektur!

Der wichtigste Punkt in der kieferorthopädischen Behandlung

Immer dann, wenn Zähne oder Zahngruppen bewegt werden sollen, benötigt man eine Verankerung.

Eine verlässliche Verankerung ist sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben in der Kieferorthopädie.

Apparaturen wie der Headgear oder die Gesichtsmaske können als Verankerung eingesetzt werden. Werden diese, oft als lästig empfundenen Geräte jedoch nicht ausreichend getragen, wird das Behandlungsziel nicht erreicht. Oft müssen dann gesunde Zähne gezogen werden, um ausreichend Platz für die korrekte Stellung der Zähne zu schaffen.



Das ungeliebte Tragen des Gesichtsbogens (Headgear) ist Dank Titan-Mini-Pins nicht mehr notwendig.

Vorteile:

- unsichtbar zu tragen
- kein headgear
- meist verkürzte Behandlungsdauer
- einfache Hygiene
- meist kein Zahnziehen nötig
- sichere und einfache Anwendung
- jahrelange Erfolge
- Made in Germany

Innovativ und sicher mit dem **BENEFIT-System**

Mit den **BENEFIT** Mini-Implantaten, die auch als Titan-Mini-Pins bezeichnet werden können, lassen sich sehr viele Verankerungsaufgaben elegant und „unsichtbar“ lösen. Im Gegensatz zu den Zahn-Implantaten, bei denen eine Einheilzeit in den Knochen abgewartet werden muss, können die Titan-Mini-Pins sofort genutzt werden, da sie nicht fest mit Knochen verwachsen. Daher können sie auch nach Nutzung schonend durch einfaches Herausdrehen entfernt werden.

Das **BENEFIT**-System besteht aus Titan-Mini-Pins und verschiedenen Aufsätzen, die auf den Pins befestigt werden können. Um die Festigkeit zu erhöhen, werden manchmal zwei Titan-Mini-Pins verwendet, die dann mit einer kleinen Platte verbunden werden (**BENEplate**).



BENEFIT Kappe (Abutment)



BENEFIT Mini-Implantat



BENEplate



quattro Mini-Implantat

BENEFIT in vielen Situationen

Platzgewinnung ohne Zahnextraktion: **Der BENEFITslider**



vorher



nachher

„Unsichtbarer“ Lückenschluss: **Der MESIALslider**



vorher



nach 10 Monaten

